

## Smerigliatrice Per Malta

Numero articolo: KT-MG200



### introduzione

Il macinatore per malta KT-MG200 può essere utilizzato per miscelare e omogeneizzare polvere, sospensione, pasta e persino campioni viscosi. Può aiutare gli utenti a realizzare l'operazione ideale di preparazione dei campioni con maggiore regolarità e ripetibilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Materiali adatti	morbido   duro   friabile   polposo
Tipo di trattamento	macinazione
Dimensione massima dell'iniezione	< 8 mm
Intervallo di dimensioni delle particelle del campione	< 10-20um
Capacità di elaborazione effettiva del lotto	10-190ml
Velocità massima	100 giri al minuto
Volume della malta	700ml
Materiale della malta	Zirconia   Carburo di tungsteno   Onice   Acciaio inox Disponibile
Materiale del pestello	Zirconia   Carburo di tungsteno   Onice   Acciaio inossidabile Disponibile
Materiale del pestello	Acciaio inox 304
Regolazione della pressione del pestello	Regolazione verticale dell'impugnatura
Regolazione della posizione del pestello	Manopola per la regolazione laterale
Materiale del raschiatore	PTFE   Nylon Opzionale
Regolazione del raschiatore	Pressione regolabile   Posizione laterale regolabile
Impostazione tempo di macinazione	9999 h   min   s
Impostazione tempo di arresto	9999 h   min   s
Metodo di macinazione	Macinazione a secco   Macinazione a umido   Macinazione criogenica
Peso netto	38 kg
Dimensioni complessive	310*330*430 mm
Descrizione elettrica	110-220V, 50-60Hz, 150W
Livello di protezione	IP65
Standard di qualità	CE