



KINTEK SOLUTION

Macchina Di Montaggio Catalogo

Contact us for more catalogs of [Preparazione del campione](#), [Apparecchiature termiche](#), [Materiali e materiali di laboratorio](#), [Apparecchiature bio-chimiche](#), [Low Temperature Freezer](#), ecc.

KINTEK SOLUTION

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

KinTek Group Limited è un'organizzazione orientata alla tecnologia, i cui membri si dedicano alla ricerca della tecnologia più efficace e affidabile e alle innovazioni nelle apparecchiature per la ricerca scientifica, in campi come la reazione biochimica, la ricerca di nuovi materiali, il trattamento termico, la creazione di vuoto, la refrigerazione, nonché le apparecchiature farmaceutiche e di estrazione del petrolio.



Macchina Per Il Montaggio A Freddo Sotto Vuoto Per La Preparazione Dei Campioni

Numero articolo: KT-CXQ



introduzione

Macchina per il montaggio a freddo sotto vuoto per una preparazione precisa dei campioni. Gestisce materiali porosi e fragili con un vuoto di -0,08MPa. Ideale per l'elettronica, la metallurgia e l'analisi dei guasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Macchina per il montaggio a freddo sotto vuoto
Modello	CXQ
Grado di vuoto	-0.08MPa
Disco rotante	Φ205mm
Peso	14 kg
Dimensione del prodotto	350 350 380 mm
Dimensione della camera a vuoto	Φ280mmx330mm
Accessori standard	Disco rotante: 1 set, Tubo di ingresso notturno: 10, Pompa senza olio: 1 set, Stampo di montaggio: 6, Asta di agitazione: 5, Coppa materiale: 5
Campo di applicazione	Materiali porosi, campioni per l'analisi dei guasti delle crepe, fusioni porose, componenti elettronici compositi, minerali, ceramiche, campioni di spruzzatura.
Caratteristiche principali	Multi-stazione, funzionamento rapido, montaggio simultaneo di 8 campioni, pompa a vuoto a pressione negativa, capacità di rotazione avanti/indietro
Principio	Rimuove l'aria dai pori, utilizza la pressione atmosferica per iniettare il materiale di montaggio/il colorante nei micropori.

Macchina Per Il Montaggio Di Campioni Metallografici Per Materiali E Analisi Di Laboratorio

Numero articolo: KT-XQ



introduzione

Macchine per il montaggio metallografico di precisione per i laboratori: automatizzate, versatili ed efficienti. Ideali per la preparazione dei campioni nella ricerca e nel controllo qualità. Contattate KINTEK oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Applicazione	Montaggio di campioni metallografici e petrografici piccoli, difficili da tenere in mano o irregolari
Scopo	Facilitare il taglio, la molatura e la lucidatura per prove metallografiche, di rilevamento spettrale o di durezza.
Sistema di controllo	Funzionamento controllato da programma
Modalità disponibili	1. Polvere di bachelite 2. Polvere di giada elettrica 3. Opzioni definite dall'utente
Automazione	Il tempo di preparazione controllato dal programma consente di operare senza sorveglianza
Ideale per	Laboratori di scuole, università e imprese industriali/estrattive



Kintek Solution

Sede centrale: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, Cina

