

100L Circolatore Di Raffreddamento Bagno Di Reazione A Temperatura Costante A Bassa Temperatura

Numero articolo: KCP-100



introduzione

Ottenete una potenza di raffreddamento affidabile ed efficiente per le vostre esigenze di laboratorio o industriali con il circolatore di raffreddamento KinTek KCP. Con temperatura massima di -120°C e pompa di circolazione integrata.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Volume del fluido	Temperatura di lavoro	Capacità di raffreddamento	Portata della pompa	Temperatura Stabilità della temperatura	Porta del tubo flessibile	Dimensioni (mm)
KCP100-20		-23-5°C	9738-2626W				
KCP100-30		-32-5°C	9820-2820W				1100*900*1100
KCP100-40		-40-5°C	10860-2830W				
KCP100-60	100L	-63-5°C	11380-2100W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1200*1100*1350
KCP100-80		-83-5°C	11670-1800W				
KCP100-120		-120-5°C	11880-1200W				1460*1200*1350