

Circolatore Termostato Riscaldante Raffreddante Da 80L Per Bagno D'acqua Di Raffreddamento Per Reazioni A Temperatura Costante Alta E Bassa

Numero articolo: KCBP-80



introduzione

Ottieni capacità di riscaldamento, raffreddamento e circolazione all-in-one con il nostro Circolatore Termostato Riscaldante Raffreddante KinTek KCBH da 80L. Alta efficienza, prestazioni affidabili per laboratori e applicazioni industriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Volume Fluido	Temp. Lavoro	Capacità di Raffreddamento	Potenza Totale	Portata	Stabilità Temp.	Dimensioni (mm)
KCBH100-20	100L	-20-200°C	18638-6966W	13.5	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250
KCBH100-30		-30-200°C	19904-9557W				
KCBH100-40		-40-200°C	25334-10698W				