

## 10L Circolatore Di Raffreddamento Bagno Di Reazione A Temperatura Costante A Bassa Temperatura

Numero articolo: KCP-10



### introduzione

Il circolatore di raffreddamento KinTek KCP 10L è ideale per le vostre esigenze di laboratorio. Con una potenza di raffreddamento stabile e silenziosa fino a -120°C, funziona anche come bagno di raffreddamento unico per applicazioni versatili.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Volume del fluido	Temperatura di lavoro	Capacità di raffreddamento	Portata della pompa	Temperatura Stabilità della temperatura	Porta del tubo flessibile	Dimensioni (mm)
KCP10-10		-12-5°C	1825-820W				
KCP10-20		-23-5°C	2100-780W				
KCP10-25		-26-5°C	2170-780W				580*450*730
KCP10-30		-32-5°C	2436-820W				
KCP10-40	10L	-40-5°C	2548-980W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	
KCP10-60		-63-5°C	2732-310W				720*650*900
KCP10-80		-83-5°C	2900-230W				
KCP10-120		-120-5°C	2982-200W				940*710*900