

## Circolatore Di Raffreddamento 20L Bagno Di Reazione A Temperatura Costante A Bassa Temperatura

Numero articolo: KCP-20



### introduzione

Il circolatore di raffreddamento KinTek KCP è un'apparecchiatura versatile e affidabile che fornisce una potenza di raffreddamento costante con fluidi in circolazione. Può funzionare come un unico bagno di raffreddamento e raggiungere una temperatura massima di -120°C. temperatura massima di raffreddamento di -120°C.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Volume del fluido	Temperatura di lavoro	Capacità di raffreddamento	Portata della pompa	Temperatura Stabilità della temperatura	Porta del tubo flessibile	Dimensioni (mm)
KCP20-20		-23-5°C	3126-950W				
KCP20-30		-32-5°C	3237-1023W				630*52*1000
KCP20-40		-40-5°C	3635-980W				
KCP20-60	20L	-63-5°C	4210-510W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	940*710*1010
KCP20-80		-83-5°C	4530-360W				
KCP20-120		-120-5°C	4889-270W				1000*800*900