

Circolatore Di Raffreddamento 30L Bagno Di Reazione A Temperatura Costante A Bassa Temperatura

Numero articolo: KCP-30



introduzione

Mantenete fresco il vostro laboratorio con il circolatore di raffreddamento KinTek KCP, ideale per una potenza di raffreddamento costante e adattabile a tutte le vostre esigenze di lavoro.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Volume del fluido	Temperatura di lavoro	Capacità di raffreddamento	Portata della pompa	Temperatura Stabilità della temperatura	Porta del tubo flessibile	Dimensioni (mm)
KCP30-20		-23-5°C	3780-1150W				
KCP30-30		-32-5°C	3960-1200W				940*710*1010
KCP30-40		-40-5°C	4080-1270W				
KCP30-60	30L	-63-5°C	4330-680W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	1030*810*1020
KCP30-80		-83-5°C	4679-422W				
KCP30-120		-120-5°C	4968-330W				1150*850*1100