

Circolatore Di Raffreddamento 5L Bagno Di Reazione A Temperatura Costante A Bassa Temperatura

Numero articolo: KCP-5



introduzione

Massimizzate l'efficienza del laboratorio con il circolatore di raffreddamento KinTek KCP 5L. Versatile e affidabile, fornisce una potenza di raffreddamento costante fino a -120°C.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Volume del fluido	Temperatura di lavoro	Capacità di raffreddamento	Portata	Temperatura Stabilità della temperatura	Attacco del tubo flessibile	Dimensioni (mm)
KCP5-10		-12-5°C	1213-290W				
KCP5-20		-23-5°C	1248-319W				
KCP5-25		-26-5°C	1314-447W				520*350*720
KCP5-30		-32-5°C	1375-450W				
KCP5-40	5L	-40-5°C	1420-462W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	
KCP5-60		-63-5°C	1910-230W				430*350*960
KCP5-80		-83-5°C	1938-200W				
KCP5-120		-120-5°C	2635-180W				540*450*1020