

808L Congelatore Verticale Di Precisione Per Laboratorio A Bassissima Temperatura

Numero articolo: KTFDV-808



introduzione

Congelatore a bassissima temperatura con capacità di 808L, controllo preciso di -86°C, ideale per la conservazione di campioni di laboratorio. Struttura resistente in acciaio inox.

[Ulteriori informazioni](#)

Caratteristiche	Specifiche
Modello	KTFDV-808
Tipo	Verticale
Capacità	808L
Temperatura interna	Da -40°C a -86°C (regolabile)
Sistema di allarme	Allarmi acustici e visivi
Alimentazione	220V/50Hz
Consumo di energia	15,9 kWh/24h
Classe di protezione	I/B
Tipo di clima	N
Refrigerante	Miscela ecologica priva di fluoro
Compressore	Componenti ad alta efficienza
Sistema di raffreddamento	Doppio sistema di refrigerazione indipendente
Controllo	Controllo a microprocessore, display digitale
Display della temperatura	Display digitale a LED
Maniglia	Maniglia riscaldata con PTC
Ventola di raffreddamento	EBM
Materiale esterno	Acciaio laminato a freddo verniciato a polvere
Rivestimento interno	Acciaio inox 304
Ripiani/sportelli interni	3 ripiani / 4 porte interne (acciaio inox 304)
Spessore dell'isolamento	120 mm
Porta di accesso	1 (diametro 18 mm)
Rotelle	4
Peso netto/peso lordo	300/370 kg
Dimensioni esterne	1090 mm x 1010 mm x 2000 mm (L D H)

Caratteristiche	Specifiche
Dimensioni interne	850 mm x 725 mm x 1335 mm (L D H)
Dimensioni dell'imballaggio	1280 mm x 1080 mm x 2150 mm (L D H)