

Affettatrice Manuale Da Laboratorio

Numero articolo: PT10



introduzione

Il microtomo manuale è un dispositivo di taglio ad alta precisione progettato per i laboratori, l'industria e i settori medici. È adatto alla preparazione di fette sottili di vari materiali come campioni di paraffina, tessuti biologici, materiali per batterie, alimenti, ecc.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di strumento	PT10
Materiale dello stampo	3Cr13 (acciaio inossidabile bonificato)
Dimensione della fetta	Φ10□Φ12□Φ14□Φ15□Φ16□Φ18□Φ19(d)
Dimensioni complessive	120*200*280mm (L*W*H)
Peso dell'attrezzatura	10 kg

Diagramma delle dimensioni della macchina