

# Crogiolo Di Allumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Con Coperchio Crogiolo Cilindrico Da Laboratorio

Numero articolo: KM-C02



## introduzione

Crogioli cilindrici I crogioli cilindrici sono una delle forme più comuni di crogioli, adatti alla fusione e alla lavorazione di un'ampia varietà di materiali e facili da maneggiare e pulire.

[Ulteriori informazioni](#)

|                                               |                                         |                                        |                                        |                                              |                                               |                                             |                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0,4ml<br>(φ10x10mm)                           | 4ml (φ14x45mm)                          | 23ml (φ30x55mm)                        | 74ml (φ45x65mm)                        | 150ml<br>(φ90x30mm)                          | 260ml<br>(φ75x65mm)                           | 470ml<br>(φ80x120mm)                        | 1400ml<br>(φ130x130mm)                         |
| 0,8ml<br>(φ12x12mm)                           | 6,5ml (φ19x35mm)                        | 25ml (φ28x58mm)                        | 85ml (φ50x60mm)                        | 160ml<br>(φ65x65mm)                          | 275ml<br>(φ60x120mm)                          | 480ml<br>(φ95x95mm)                         | 1600ml<br>(φ140x140mm)                         |
| 1,5ml<br>(φ20x10mm)                           | 7ml (φ30x20mm)                          | 28ml (φ50x25mm)                        | 89ml (φ60x40mm)                        | 198ml<br>(85x50mm)                           | 280ml<br>(φ80x80mm)                           | 560ml<br>(φ130x60mm)                        | 2000ml<br>(φ150x140mm)                         |
| 3ml (φ12x40mm)                                | 7,5ml (φ28x17mm)                        | 35ml (φ40x40mm)                        | 93ml (φ40x100mm)                       | 220ml<br>(φ60x100mm)                         | 300ml<br>(φ90x65mm)                           | 630ml<br>(φ100x100mm)                       | 2400ml<br>(φ230x80mm)                          |
| 3ml (φ16x20mm)                                | 9ml (φ30x25mm)                          | 38ml (φ35x51mm)                        | 120ml (φ50x80mm)                       | 220ml<br>(φ70x70mm)                          | 310ml<br>(φ70x100mm)                          | 840ml<br>(φ150x65mm)                        | 2500ml<br>(φ150x180mm)                         |
| 3ml (φ20x20mm)                                | 12ml (φ30x28mm)                         | 40ml (φ50x30mm)                        | 130ml (φ60x60mm)                       | 220ml<br>(φ100x35mm)                         | 330ml<br>(φ95x60mm)                           | 1000ml<br>(φ115x130mm)                      | 2520ml<br>(φ200x100mm)                         |
| 3,5ml<br>(φ16x28mm)                           | 13ml (φ30x30mm)                         | 63ml (φ50x45mm)                        | 130ml (φ70x50mm)                       | 250ml<br>(φ85x60mm)                          | 360ml<br>(φ80x100mm)                          | 1100ml<br>(φ100x180mm)                      | 2700ml<br>(φ160x160mm)                         |
| 3,5ml<br>(φ18x26mm)                           | 21ml (φ35x30mm)                         | 70ml (φ50x50mm)                        | 145ml<br>(φ50x100mm)                   | 250ml<br>(φ95x50mm)                          | 450ml<br>(φ90x90mm)                           | 1350ml<br>(φ125x150mm)                      | 3400ml<br>(φ180x170mm)                         |
| 5240ml<br>(φ200x200mm)                        |                                         |                                        |                                        |                                              |                                               |                                             |                                                |
| 0,8mlCon<br>coperchio<br>convesso<br>(φ12x12) | 3,5mlCon coperchio<br>convesso (φ16x28) | 11mlCon coperchio<br>convesso (φ19x58) | 28mlCon copertura<br>a fibbia (φ50x25) | 53mlCon<br>coperchio<br>convesso<br>(φ40x70) | 100mlCon<br>coperchio a disco<br>(φ58x60)     | 280mlcon<br>coperchio a disco<br>(φ80x80)   | 1100mlcon<br>coperchio del<br>disco (φ100x180) |
| 1,5mlCon<br>coperchio a fibbia<br>(φ20x10)    | 3,5mlCon coperchio a<br>fibbia (φ16x28) | 12mlCon coperchio<br>convesso (φ30x28) | 29mlCon coperchio<br>convesso (φ40x35) | 61mlCon<br>coperchio<br>convesso<br>(φ40x80) | 120mlCon<br>coperchio<br>convesso<br>(φ50x80) | 280mlCon<br>coperchio a fibbia<br>(φ80x80)  | 1350mlCon<br>coperchio a disco<br>(φ125x150)   |
| 1,5mlCon<br>copertura<br>convessa<br>(φ20x10) | 3,5mlCon coperchio<br>convesso (φ18x26) | 12mlCon coperchio a<br>fibbia (φ30x28) | 35mlCon copertura<br>convessa (φ40x40) | 63mlCon<br>coperchio<br>convesso<br>(φ50x45) | 130mlCon<br>coperchio a disco<br>(φ60x60)     | 300mlCon<br>coperchio a fibbia<br>(φ90x65)  | 1400mlCon<br>coperchio a disco<br>(φ130x130)   |
| 3mlCon copertura<br>convessa<br>(φ12x40)      | 4mlCon copertura<br>convessa (φ14x45)   | 13mlCon coperchio<br>convesso (φ30x30) | 38mlCon coperchio<br>convesso (φ35x50) | 63mlCon<br>copertura a fibbia<br>(φ50x45)    | 130mlCoperchio a<br>disco (φ70x50)            | 450mlcon<br>coperchio del<br>disco (φ90x90) | 1600mlcon<br>coperchio del<br>disco (φ140x140) |

|                                                  |                                                   |                                                                |                                       |                                        |                                         |                                          |                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2mlCon coperchio convesso (φ16x20)               | 6,5mlCon coperchio convesso (φ19x35)              | 13mlCoperchio con fibbia (φ30x30)                              | 38mlCoperchio con fibbia (φ35x50)     | 70mlCon coperchio convesso (φ50x50)    | 150mlCon coperchio a disco (φ90x30)     | 450mlCon coperchio a fibbia (φ90x90)     | 2000mlcon coperchio del disco (φ150x140) |
| 2mlCon coperchio a fibbia (φ16x20)               | 7mlCon copertura convessa (φ30x20)                | 15mlCon coperchio convesso (φ47x13)                            | 40mlCon coperchio convesso (φ50x30)   | 70mlCon coperchio a fibbia (φ50x50)    | 150mlCon coperchio a fibbia (φ90x30)    | 560mlcon coperchio del disco (φ130x60)   | 2400mlcon coperchio del disco (φ230x80)  |
| 3mlCon coperchio a fibbia (φ20x18)               | 7,5mlCon coperchio convesso (φ28x17)              | 23mlCon coperchio convesso (φ30x55)                            | 50mlCon coperchio a fibbia (φ35x70)   | 73mlCon copertura convessa (φ35x100)   | 160mlcon coperchio del disco (φ65x65)   | 630mlcon coperchio a disco (φ100x100)    | 2500mlcon coperchio del disco (φ150x180) |
| 3mlCon copertura convessa (φ20x18)               | 8mlCon copertura a fibbia (φ25x25)                | 23mlCon coperchio a fibbia (φ30x55)                            | 50mlCon coperchio convesso (φ40x60)   | 85mlCon coperchio convesso (φ50x60)    | 163mlcon coperchio a disco (φ90x35)     | 840mlcon coperchio del disco (φ150x65)   | 2700mlcon coperchio del disco (φ160x160) |
| 3mlCon coperchio convesso (φ20x20)               | 9mlCon coperchio convesso (φ20x50)                | 25mlCon coperchio convesso (φ28x58)                            | 52mlCon copertura a fibbia (φ30x100)  | 85mlCon coperchio a fibbia (φ50x60)    | 220mlcon coperchio del disco (φ60x100)  | 950mlcon coperchio del disco (φ120x120)  | 3400mlcon coperchio del disco (φ180x170) |
| 3mlCon coperchio a fibbia (φ20x20)               | 9mlCon copertura convessa (φ30x25)                | 28mlCon coperchio convesso (φ50x25)                            | 52mlCon coperchio convesso (φ30x100)  | 95mlCon coperchio a disco (φ95x20)     | 260mlcon coperchio del disco (φ70x70)   | 1000mlcon coperchio del disco (φ115x130) |                                          |
| 0,4ml(10x10)                                     | 1,5ml (13x24)                                     | 3ml(20x18)                                                     | 5ml(15x70)                            | 8ml(25x25)                             | 15ml(30x28)                             | 39ml(35x58)                              |                                          |
| 0,7ml(20x4)                                      | 2ml(30x5)                                         | 3ml(35x6)                                                      | 6ml(16x50)                            | 9ml(20x50)                             | 15ml(47x13)                             | 50ml(35x70)                              |                                          |
| 1ml(10x50)                                       | 2,5ml(10x60)                                      | 4ml(12x150)                                                    | 6,5ml(19x35)                          | 11ml(19x58)                            | 18ml(23x60)                             | 50ml(40x60)                              |                                          |
| 1,2ml(11x20)                                     | 3ml(12x40)                                        | 4ml(14x45)                                                     | 8ml(16x56)                            | 12ml(55x8)                             | 29ml(40x35)                             |                                          |                                          |
| Uno grande (φ58x60) e sette piccoli (φ16x50)     | Uno grande (100x40x20) e tre piccoli (φ28x17)     | Uno grande (120x60x20) e due piccoli (100x20x20 a semicerchio) |                                       |                                        |                                         |                                          |                                          |
| Uno grande (φ70x70) e tre piccoli (φ28x58)       | Uno grande (100x40x20) e tre piccoli (φ30x30)     | Un grande (120x60x40) e tre piccoli (40x35x25 a semicerchio)   |                                       |                                        |                                         |                                          |                                          |
| Un grande (100x30x20) e quattro piccoli (φ20x20) | Un grande (100x100x40) nove piccoli (10ml)        | Uno grande (120x80x30) sei piccoli (20ml)                      |                                       |                                        |                                         |                                          |                                          |
| Uno grande (100x30x20) cinque piccoli (φ18x26)   | Uno grande (115x65x45) quattro piccoli (50x25x35) | Uno grande (120x80x40) sei piccoli (15ml)                      |                                       |                                        |                                         |                                          |                                          |
| 52ml(30x100)                                     | 80ml(56x50)                                       | 119ml(40x135)                                                  | 180ml(50x120)                         | 270ml(90x60)                           |                                         |                                          |                                          |
| 53ml(40x70)                                      | 95ml(95x20)                                       | 127ml(45x110)                                                  | 185ml(59x87)                          | 300ml(100x50)                          |                                         |                                          |                                          |
| 61ml(40x80)                                      | 100ml(58x60)                                      | 140ml(115x20)                                                  | 230ml(100x40)                         | 375ml(70x120)                          |                                         |                                          |                                          |
| 73ml(35x100)                                     | 105ml(75x27)                                      | 163ml(90x35)                                                   | 250ml(70x90)                          | 420ml(70x145)                          |                                         |                                          |                                          |
| 2mlcon tappo esterno a fibbia (φ16x20)           | 6mlcon tappo interno convesso (φ16x50)            | 220ml con coperchio a disco (φ100x35)                          | 300ml con coperchio a disco (φ100x50) | 610 ml con coperchio a disco (φ80x155) | 900ml con coperchio a disco (φ115x110)  |                                          |                                          |
| 2mlcon tappo convesso interno (φ16x20)           | 8mlcon tappo a fibbia (φ16x56)                    | 250ml con coperchio a disco (φ85x60)                           | 330ml con coperchio a disco (φ95x60)  | 610mlcon tappo a fibbia (φ80x155)      | 1050ml con coperchio a disco (φ150x80)  |                                          |                                          |
| 3,5mlcon tappo a fibbia (φ16x28)                 | 8mlcon tappo convesso interno (φ16x56)            | 250mlcon tappo a fibbia (φ85x60)                               | 360ml con coperchio a disco (φ80x100) | 790ml con coperchio a disco (φ80x200)  | 1100ml con coperchio a disco (φ100x180) |                                          |                                          |
| 3,5ml con tappo interno convesso (φ16x28)        | 50ml con copridisco (φ40x60)                      | 260ml con coperchio a disco (φ75x65)                           | 360mlcon tappo a fibbia (φ80x100)     | 790mlcon tappo a fibbia (φ80x200)      |                                         |                                          |                                          |

|                                          |                                            |                                            |                                            |                                         |                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5ml con tappo interno convesso (Φ15x70)  | 130ml con coperchio a disco (Φ70x50)       | 270ml con coperchio a disco (Φ90x60)       | 420ml con coperchio a disco (Φ70x145)      | 860ml con coperchio a disco (Φ140x70)   |                                             |
| 6ml con tappo a fibbia (Φ16x50)          | 163ml con coperchio a disco (Φ90x35)       | 270ml con tappo a fibbia (Φ90x60)          | 560ml con coperchio a disco (Φ115x70)      | 900ml con coperchio a disco (Φ110x120)  |                                             |
| 0,7ml con tappo a disco (Φ20x4)          | 4ml con tappo interno convesso (Φ14x45)    | 8ml con tappo a fibbia (Φ25x25)            | 1240ml con coperchio a disco (Φ125x125)    | 2500ml con coperchio a disco (Φ150x180) |                                             |
| 2ml con tappo a disco (Φ30x5)            | 6,5ml con tappo convesso interno (Φ19x35)  | 11ml con tappo convesso interno (Φ19x58)   | 2700ml con coperchio a disco (Φ160x160)    | 2600ml con tappo a disco (Φ130x245)     |                                             |
| 3ml con tappo a disco (Φ35x6)            | 7,5ml con tappo interno convesso (Φ28x17)  | 15ml con tappo a fibbia (Φ30x30)           | 1290ml con coperchio a disco (Φ115x155)    | 3800ml con coperchio a disco (Φ160x240) |                                             |
| 3ml con tappo esterno a fibbia (Φ35x6)   | 8ml con tappo convesso interno (Φ25x25)    | 25ml con tappo convesso interno (Φ28x58)   | 1460ml con coperchio a disco (Φ140x120)    |                                         |                                             |
| 3ml con tappo a disco (Φ20x18)           | 74ml con coperchio a disco (Φ45x65)        | 450ml con coperchio a fibbia (Φ90x90)      | 630ml con coperchio a disco (Φ100x100)     | 1000ml con coperchio a disco (Φ115x130) | 2400ml con tappo interno convesso (Φ230x80) |
| 21ml con tappo interno convesso (Φ35x30) | 95ml con coperchio a disco (Φ95x20)        | 470ml con coperchio a disco (Φ80x120)      | 840ml con coperchio (Φ50x65)               | 1350ml con coperchio a disco (Φ125x150) | 2600ml con coperchio a disco (Φ145x195)     |
| 21ml con tappo a fibbia (Φ35x30)         | 100ml con coperchio a disco (Φ60x55)       | 470ml con coperchio a fibbia (Φ80x120)     | 900ml con coperchio a disco (Φ80x235)      | 1400ml con coperchio a disco (Φ130x130) | 3400ml con coperchio a disco (Φ180x170)     |
| 39ml con tappo interno convesso (Φ35x58) | 127ml con coperchio a disco (Φ45x110)      | 480ml con coperchio a disco (Φ95x95)       | 900ml con coperchio a fibbia (Φ80x235)     | 1600ml con coperchio a disco (Φ140x140) |                                             |
| 39ml con coperchio a fibbia (Φ35x58)     | 450ml con coperchio a disco (Φ90x90)       | 560ml con coperchio a disco (Φ130x60)      | 950ml con coperchio a disco (Φ120x120)     | 2000ml con coperchio a disco (Φ150x140) |                                             |
| 73ml con tappo a fibbia (Φ35x100)        | 100ml con coperchio a disco (Φ58x60)       | 130ml con coperchio a disco (Φ65x50)       | 160ml con coperchio del disco (Φ65x65)     | 220ml con copridisco (Φ60x100)          | 275ml con coperchio a disco (Φ60x120)       |
| 74ml con tappo a fibbia (Φ45x65)         | 119ml con tappo convesso interno (Φ40x135) | 140ml con coperchio a disco (Φ115x20)      | 180ml con tappo interno convesso (Φ50x120) | 230ml con coperchio a disco (Φ100x40)   | 280ml con coperchio a fibbia (Φ80x80)       |
| 80ml con coperchio a disco (Φ56x50)      | 120ml con tappo a fibbia (Φ50x80)          | 145ml con tappo convesso interno (Φ50x100) | 180ml con coperchio a fibbia (Φ50x120)     | 250ml con coperchio a disco (Φ70x90)    | 300ml con coperchio a fibbia (Φ90x65)       |
| 85ml con tappo a fibbia (Φ50x60)         | 127ml con coperchio a fibbia (Φ45x110)     | 145ml con tappo a fibbia (Φ50x100)         | 185ml con coperchio a disco (Φ59x87)       | 250ml con coperchio a disco (Φ95x50)    | 310ml con copridisco (Φ70x100)              |
| 93ml con copridisco (Φ40x100)            | 130ml con copridisco (Φ60x60)              | 150ml con coperchio a fibbia (Φ90x30)      | 198ml con coperchio a fibbia (Φ85x50)      | 260ml con coperchio a disco (Φ70x70)    | 375ml con coperchio a disco (Φ70x120)       |
| 560ml(115x70)                            | 900ml(110x120)                             | 1100ml(107x160)                            | 2600ml(130x245)                            |                                         |                                             |
| 610ml(80x155)                            | 900ml(115x110)                             | 1240ml(125x125)                            | 2600ml(145x195)                            |                                         |                                             |
| 790ml(80x200)                            | 950ml(120x120)                             | 1290ml(115x155)                            | 3800ml(160x240)                            |                                         |                                             |
| 860ml(140x70)                            | 1000ml(104x155)                            | 1460ml(140x120)                            | 5200ml(185x240)                            |                                         |                                             |
| 900ml(80x235)                            | 1050ml(150x80)                             | 2000ml(150x140)                            |                                            |                                         |                                             |
| 2520ml (Φ200x100)                        | 5200ml(Φ185x240)                           | 5240ml(Φ200x200)                           |                                            |                                         |                                             |

|                                               |                                             |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50ml (Φ40x60)                                 | 330ml (Φ95x60)                              | 790ml (Φ80x200)   | 1240ml (Φ125x125) | 3800ml (Φ160x240) |
| 163ml (Φ90x35)                                | 360ml (Φ80x100)                             | 860ml (Φ140x70)   | 1290ml (Φ115x155) | 5200ml (Φ185x240) |
| 220ml (Φ100x35)                               | 420ml (Φ70x145)                             | 900ml (Φ110x120)  | 1460ml (Φ140x120) | 5240ml (Φ200x200) |
| 250ml (Φ85x60)                                | 470ml (Φ80x120)                             | 900ml (Φ115x110)  | 2500ml (Φ150x180) |                   |
| 270ml (Φ90x60)                                | 560ml (Φ115x70)                             | 1050ml (Φ150x80)  | 2520ml (Φ200x100) |                   |
| 300ml (Φ100x50)                               | 610ml (Φ80x155)                             | 1100ml (Φ100x180) | 2600ml (Φ130x245) |                   |
| Personalizzato<br>Φ56x50mm senza<br>coperchio | Personalizzato<br>Φ56x50mm con<br>coperchio |                   |                   |                   |