

# Assemblare Lo Stampo Quadrato Per La Pressa Da Laboratorio

Numero articolo: PMAS



## introduzione

Ottenete una preparazione perfetta dei campioni con lo stampo quadrato per pressa da laboratorio Assemble. Lo smontaggio rapido elimina la deformazione del campione. Perfetto per batterie, cemento, ceramica e altro ancora. Sono disponibili dimensioni personalizzabili.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
Materiale	Cr12MoV				
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62				
Dimensione del campione	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm	12×12 /15×15 /18×18 /20×20 mm	30×30 /40×40 mm	50×50 /60×60 mm	70×70 /80×80 mm
Profondità della cavità	30 mm	40 mm	50 mm	55 mm	60 mm
Dimensioni esterne	φ53×120 mm	φ73×133 mm	φ95×133/φ115×133 mm	φ127×150/φ153×150 mm	φ180×180 mm/φ200×180 mm
Peso (Kg)	1.2	3.6	7/14	20/30	40/50

**Altre dimensioni possono essere personalizzate**