

Analizzatore Automatico Di Zolfo Determinatore Di Zolfo Coulometrico Ad Alta Temperatura

Numero articolo: KT-TE56



introduzione

Semplifica l'ispezione della qualità con il nostro analizzatore automatico di zolfo ad alta temperatura. Progettato per i laboratori di carbone, coke e petrolio, questo avanzato strumento di titolazione coulometrica presenta un autocaricatore continuo a venticinque posizioni, cicli di analisi rapidi, gestione modulare dei gas e totale conformità agli standard di prova GB/T 214-2007.

[Ulteriori informazioni](#)