

Analizzatore D'oro Da Banco

Numero articolo: XRF-200



introduzione

L'analizzatore d'oro da banco XRF 200 offre un metodo rapido e straordinariamente preciso per valutare la caratura o il contenuto d'oro, per soddisfare le esigenze di controllo della qualità, di determinazione dei prezzi e di utilizzo pratico.

[Ulteriori informazioni](#)

Sorgente di eccitazione	Tubo a raggi X: bersaglio anodico di rodio o tungsteno (ottimizzato per l'applicazione), da 5 a 200 μ A, da 8 a 50keV (4 W max)
Rivelatore	Rivelatore SDD ad alte prestazioni
Alimentazione	Adattatore di alimentazione da 9 VAC
Modalità di analisi	Lega o rivestimento
Gamma di analisi	Elementi da Potassio (K19) a Uranio (U92)
Grado di protezione IP	IP54
Intervallo di temperatura	Da 10°C a 50°C, funzionamento continuo
Umidità	Dal 10 % al 90 % di umidità relativa, senza condensa
Sistema operativo	Linux
Software	Pacchetto software proprietario per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati