

Centrifuga Da Banco Ad Alta Velocità Per Laboratorio Per Separazione Di Siero E Disidratazione A Bassa Temperatura

Numero articolo: KT-SCS



introduzione

Centrifuga da banco ad alta velocità Kintek: efficiente, stabile, precisa. Ideale per laboratori clinici e di ricerca. Scopri caratteristiche e specifiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Display	Display LCD
Velocità Max.	18.500 giri/min
Precisione del controllo della velocità	±10 giri/min
RCF Max.	22.575 ×g
Capacità Max.	6 × 100 mL
Diametro camera	Φ280 mm
Intervallo timer	1s a 99min 59s
Livello di rumore	≤55 dB
Alimentazione	CA 220V±22V 50Hz
Consumo energetico	400W
Peso netto	28 kg
Dimensioni (L×P×A)	360 × 470 × 320 mm