

Stampo Per Pressa Da Laboratorio In Carburo

Numero articolo: PMW



introduzione

Formate campioni ultra duri con lo stampo per pressa da laboratorio in carburo. Realizzato in acciaio giapponese ad alta velocità, ha una lunga durata. Sono disponibili misure personalizzate.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	PMW-A	PMW-B	PMW-C
Materiale	Carburo YT15		
Durezza del penetratore	HRC85-HRC90		
Dimensione del campione	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 mm
Profondità della cavità	30 mm	40 mm	45 mm
Dimensioni esterne	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm
Peso (Kg)	0.78	1.8	3.8

Altre dimensioni possono essere personalizzate