

Termocoppia Per Plastometro Da Carbone - Sensore Di Temperatura Dello Strato Plastometrico

Numero articolo: KT-JZDO



introduzione

Progettata per una precisa valutazione della cokificazione del carbone, questa termocoppia per plastometro da carbone di alta qualità offre una reattività termica eccezionale e una rigorosa conformità agli standard di prova plastometrici, garantendo un monitoraggio affidabile dello spessore dello strato plastico nei laboratori siderurgici, petrolchimici e di controllo qualità del carbone in tutto il mondo.

[Ulteriori informazioni](#)