

Congelatore Compatto Da 28 L A Temperatura Ultra Bassa Per Laboratorio

Numero articolo: KTFDV-28



introduzione

Congelatore a bassissima temperatura (-86°C) per laboratori, capacità 28L, controllo digitale preciso, design ad alta efficienza energetica, ideale per la conservazione di campioni biologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Caratteristiche	Specifiche
Modello	KTFDV-28
Tipo	Montante
Capacità	28L
Intervallo di temperatura interna	Da -40°C a -86°C (regolabile)
Sistema di allarme	Allarme sonoro e luminoso
Alimentazione	220V/50Hz
Potenza	400W
Consumo di energia	5,50 kWh/24h
Classe di protezione	I/B
Tipo di clima	N
Refrigerante	Refrigerante privo di fluoro e rispettoso dell'ambiente
Sistema di refrigerazione	Sistema a compressore singolo
Controllo della temperatura	Controllo elettronico della temperatura
Display della temperatura	Display digitale dei dati
Sonda	PTC
Ventilatore del condensatore	Ventilatore standard ad alta efficienza
Involucro esterno	Lamiera d'acciaio verniciata a polvere e laminata a freddo
Rivestimento interno	Acciaio inox 304
Ripiani/sportello interno	1 ripiano / 1 porta interna, acciaio inox 304
Spessore dell'isolamento	100 mm
Porta di equalizzazione della pressione	1 (diametro 18 mm)
Rotelle	4
Peso netto/lordo	71/90 kg
Dimensioni esterne (L D H)	505 mm * 520 mm * 1165 mm

Caratteristiche	Specifiche
Dimensioni interne (L D H)	270 mm * 265 mm * 400 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L D H)	Compensato: 535 575 1290 mm / Cartone alveolare: 595 640 1335 mm
Carico del container (20'GP)	30 unità