

## Rastrelliera Per La Pulizia Ptf/Cestello Per Fiori Ptf Cestello Per Fiori Per La Pulizia Resistente Alla Corrosione

Numero articolo: PTFE-20



### introduzione

Il cestello per la pulizia del PTFE, noto anche come cestello per la pulizia del fiore del PTFE, è uno strumento di laboratorio specializzato progettato per la pulizia efficiente dei materiali in PTFE. Questo cestello di pulizia garantisce una pulizia accurata e sicura degli articoli in PTFE, mantenendone l'integrità e le prestazioni in laboratorio.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Dimensioni	Applicabile
Quadrato	60mm*60mm	Bicchieri da 500 ml
Rotondo	Diametro 30mm	Bicchieri da 75 ml
Rotondo	Diametro 45 mm	Bicchieri da 100 ml
Rotondo	Diametro 60 mm	Bicchieri da 250 ml

Forniamo cesti di fiori per la pulizia personalizzati in tutte le dimensioni necessarie