

Stampo Per Pressa Cilindrica Con Scala

Numero articolo: PCMC



introduzione

Scoprite la precisione con il nostro stampo per pressa cilindrica. Ideale per applicazioni ad alta pressione, modella forme e dimensioni diverse, garantendo stabilità e uniformità. Perfetto per l'uso in laboratorio.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di strumento	PCMC
Forma del campione	
Riscaldamento dello stampo	Acciaio legato per utensili :Cr12MoV
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62
Dimensione del campione	Φ10[]Φ12[]Φ13[]Φ15[]Φ18[]Φ20 mm (M)
Profondità della cavità	100 mm (N)
Dimensioni	Φ53*220mm (L*H)
Peso	4,8 kg
Diagramma della dimensione della pressa idraulica per polveri	