

## Sterilizzatore Autoclave Rapido Da Tavolo 16L / 24L

Numero articolo: KT-B02



### introduzione

Lo sterilizzatore rapido a vapore da tavolo è un dispositivo compatto e affidabile utilizzato per la sterilizzazione rapida di articoli medici, farmaceutici e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-T16j	KT-T24j
Volume della camera di sterilizzazione	16L $\phi$ 250×360mm	24L $\phi$ 270×410mm
Sforzo di lavoro fisso	0,22Mpa	
Temperatura di lavoro nominale	134°C	
Selezione della temperatura di sterilizzazione	105-134°C	
Gamma di selezione del tempo di temporizzazione	0-99min	
Uniformità di calore della sala di sterilizzazione	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Tensione di alimentazione/alimentazione	AC220V.50Hz/2.7KW	
Dimensioni complessive (mm)	545×328×423	560×350×500
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	605×390×480	620×410×570
Peso lordo/peso netto	17/15Kg	20/18Kg