

## Sterilizzatore Autoclave Rapido Da Tavolo 20L / 24L

Numero articolo: KT-B03



### introduzione

Lo sterilizzatore rapido a vapore da tavolo è un dispositivo compatto e affidabile utilizzato per la sterilizzazione rapida di articoli medici, farmaceutici e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-XD20D	KT-XD24D
Volume della camera di sterilizzazione	20L $\phi$ 250×420mm	24L $\phi$ 250×520mm
Sforzo di lavoro fisso	0,22Mpa	
Temperatura di lavoro nominale	134°C	
Selezione della temperatura di sterilizzazione	105-134°C	
Gamma di selezione del tempo di temporizzazione	0-99min	
Uniformità di calore della sala di sterilizzazione	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Potenza/tensione di alimentazione	1,5KW/AC220V.50Hz	
Vassoio di sterilizzazione (mm)	340×200×30 (3 pezzi)	400×200×30 (3 pezzi)
Dimensioni complessive (mm)	480×680×455	480×680×455
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	580×700×500	580×800×560
Peso lordo/peso netto	43/40Kg	43/40Kg