

## Sterilizzatore Autoclave Veloce Da Tavolo 35L / 50L / 90L

Numero articolo: KT-B04



### introduzione

Lo sterilizzatore rapido a vapore da tavolo è un dispositivo compatto e affidabile utilizzato per la sterilizzazione rapida di articoli medici, farmaceutici e di ricerca. Sterilizza efficacemente strumenti chirurgici, vetreria, farmaci e materiali resistenti, rendendolo adatto a varie applicazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
Volume della camera di sterilizzazione	35L $\phi$ 300×500mm	50L $\phi$ 340×550mm	90L $\phi$ 400×720mm
Sforzo di lavoro fisso	0,22Mpa		
Temperatura di lavoro nominale	134°C		
Selezione della temperatura di sterilizzazione	105-134°C		
Gamma di selezione del tempo di temporizzazione	0-99min		
Uniformità di calore della sala di sterilizzazione	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
Tensione di alimentazione/alimentazione	AC220V 50Hz/2.7KW		AC220V 50Hz/4KW
Dimensioni complessive (mm)	730×550×510	770×600×540	1000×690×610
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	810×680×650	880×730×700	1070×740×700
Peso lordo/peso netto	115/93Kg	130/106Kg	200/180Kg