

## Forno Di Essiccazione A Riscaldamento Elettrico

Numero articolo: KT-B05



### introduzione

Lo sterilizzatore autoclave rapido da tavolo è un dispositivo compatto e affidabile utilizzato per la sterilizzazione rapida di articoli medici, farmaceutici e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-9040A (S)	KT-9070A (S)	KT-9140A(S)	KT-9240A(S)	KT-9640A(S)
Tensione	AC220V 50Hz				
Intervallo di temperatura	50°C-300°C				
Fluttuazione di temperatura	±1°C				
Allarme di tracciamento	+5°C				
Consumo di energia	1000W	1500W	2000W	2500W	4500W
Dimensioni dello studio (mm)	350x350x350	450x350x450	550x450x550	600x500x750	800x800x1000
Dimensioni (mm)	500x560x705	650x560x805	750x660x905	800x710x1105	1000x1010x1355