

# Stampo A Doppia Piastra Riscaldante

Numero articolo: PMD



## introduzione

Scoprite la precisione del riscaldamento con il nostro stampo per riscaldamento a doppia piastra, caratterizzato da acciaio di alta qualità e controllo uniforme della temperatura per processi di laboratorio efficienti. Ideale per varie applicazioni termiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PMD
Premere la forma del campione	
Temperatura di riscaldamento	Temperatura ambiente-300C
Materiale dello stampo	Acciaio legato per utensili: Cr12MoV
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62
Dimensione del campione	
Spessore del campione	0,02-0,1 mm (N)
Dimensione esterna 1	180*180*130mm (L*W*H)
Dimensione esterna 2	200*200*130mm(L*XW*H)
Dimensione esterna 3	300*300*130mm (L*W*H)
Peso dello stampo	32Kg38Kg88Kg
Diagramma dimensionale	