

Cella Elettrolitica Elettrochimica Per Ricerca E Test Di Laboratorio

Numero articolo: KT-DJ



introduzione

Progettata per l'analisi elettrochimica di precisione, questa cella elettrolitica ad alte prestazioni offre una resistenza chimica superiore, una tenuta modulare a prova di perdite e configurazioni di elettrodi versatili, supportando i ricercatori nello sviluppo di batterie, nei test di corrosione, nella valutazione del trattamento delle acque e nella sintesi elettrocatalitica in tutto il mondo per le applicazioni più esigenti

[Ulteriori informazioni](#)