

Tester Per L'indice Di Macinabilità Hardgrove | Strumento Per La Determinazione Della Macinabilità Del Carbone

Numero articolo: KT-TE57



introduzione

Determina la macinabilità del carbone con un'elevata precisione utilizzando questo tester professionale per l'indice di macinabilità Hardgrove. Dotata di un arresto automatico a microcomputer digitale a sessanta giri, posizionamento ergonomico del recipiente meccanico e pressione di macinazione calibrata, questa unità fornisce dati riproducibili per il funzionamento del polverizzatore, l'efficienza di combustione e la metallurgia.

[Ulteriori informazioni](#)