

Circolatore Di Riscaldamento Bagno Di Reazione A Temperatura Costante E Ad Alta Temperatura

Numero articolo: KHB-3



introduzione

Efficiente e affidabile, il circolatore di riscaldamento KinTek KHB è perfetto per le vostre esigenze di laboratorio. Con una temperatura di riscaldamento massima di 300°C, è dotato di un controllo accurato della temperatura e di un riscaldamento rapido.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Temperatura (°C)	Precisione (°C)	Pompa (L/Min)	Volume (L)	Potenza di riscaldamento (Kw)	Dimensioni complessive (mm)
KHB6				6	1.6	370*380*440
KHB10				10	2.0	370*380*490
KHB15				15	2.5	370*380*490
KHB20	Ambiente-300	+/-1°C	15	20	3.4	370*380*550
KHB30				30	4.0	480*520*550
KHB50				50	6.5	480*610*620