

Perle Ceramiche Ad Alta Efficienza Per La Preparazione Dei Campioni Quechers

Numero articolo: KTL-10



introduzione

Migliorate la preparazione dei campioni con le microsferi omogeneizzanti in ceramica di KINTEK, ideali per QuEChERS, che garantiscono risultati precisi e privi di contaminanti. Aumentate il recupero degli analiti ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	Lunghezza	Diametro	Tubo applicabile	Quantità per confezione
Perle di omogeneizzazione in ceramica	2 cm	1 cm	15 ml	100 pezzi/bottiglia
Perle di omogeneizzazione in ceramica	1 cm	0,5 cm	5mL	100 pezzi/bottiglia
Perle di omogeneizzazione in ceramica	0,5 cm	0,25 cm	2 mL	200 pezzi/bottiglia