

Centrifuga Da Banco Ad Alta Velocità Per L'elaborazione Di Campioni Di Sangue

Numero articolo: KT-HPD



introduzione

Scopri la centrifuga da banco ad alta velocità Kintek per un'elaborazione efficiente, stabile e precisa dei campioni nel tuo laboratorio. Ideale per uso clinico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Display	Display LCD
Velocità max.	16.500 giri/min
Precisione controllo velocità	±10 giri/min
RCF max.	18.757 ×g
Capacità max.	12 × 5 mL
Diametro camera	Φ200 mm
Intervallo timer	1s a 99h 59min
Livello di rumore	≤65 dB
Alimentazione	CA 220V±22V 50Hz
Consumo energetico	420W
Peso netto	19 kg
Dimensioni (L×L×A)	360 × 285 × 258 mm