

## Sonda Per La Determinazione Dell'idrogeno Per Misurare Rapidamente Il Contenuto Di Idrogeno Con Un'alta Percentuale Di Successo

Numero articolo: KT-T03



### introduzione

Sonda accurata per la determinazione dell'idrogeno nell'acciaio fuso, intervallo 0,5-14ppm, precisione  $\pm 0,15$ ppm, tasso di successo del 96%. Ottimizzate la qualità dell'acciaio ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Codice prodotto	OY-H-900
Intervallo di misurazione	0,5-14ppm
Precisione	$\pm 0,15$ ppm
Tasso di successo della misurazione	96%
Tempo del test	30-60s