

Sterilizzatore Spaziale A Perossido Di Idrogeno

Numero articolo: KT-C02



introduzione

Lo sterilizzatore di spazi a perossido di idrogeno è un dispositivo che utilizza perossido di idrogeno vaporizzato per decontaminare gli spazi chiusi. Uccide i microrganismi danneggiandone i componenti cellulari e il materiale genetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Tensione	AC 220V50HZ
Potenza	600W
Volume di spruzzo	750ml/60min
Rumoroso	≤ 45db (A)
Germicida	Soluzione 8%H2O2
Dimensione (mm) (L* W * H)	500X500X1130
PESO NETTO	55KG