

Rettifica Criogenica In Azoto Liquido Criomatrice Per Materie Prime Plastiche E Materiali Termosensibili

Numero articolo: KT-CG01



introduzione

Scoprite il polverizzatore criogenico ad azoto liquido KT-CG01, ideale per la polverizzazione di materie plastiche e materiali sensibili al calore, per preservare l'integrità del materiale e fornire risultati ultra-fini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Nome	Macinatrice criogenica ad azoto liquido
Modello	KT-CG01
Potenza	1.8kw
Tensione	220V
Macinazione criogenica Finezza della macchina	40-300 mesh
Capacità	1-3kg/h
Piccola capacità	10g
Modalità di scarico	Continuo
Velocità	25000r/min
Peso	12 kg
Dimensioni	290x280x480 mm
Mezzo di raffreddamento	Azoto liquido
Tipo di coltello	Coltello a testa poligonale
Principio di frantumazione	Collisione ad alta velocità
Scarico	Selezione del vento senza setaccio
Sistema ad azoto liquido	A pedale / Autocompresso (sceglierne uno)