

Macinatore Criogenico Ad Azoto Liquido Per Materie Prime Plastiche E Materiali Termosensibili

Numero articolo: KT-CG01



introduzione

Scoprite il polverizzatore criogenico ad azoto liquido KT-CG01, ideale per la polverizzazione di materie plastiche e materiali sensibili al calore, per preservare l'integrità del materiale e fornire risultati ultra-fini.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametri | Specifiche |
|---|---|
| Nome | Macinatrice criogenica ad azoto liquido |
| Modello | KT-CG01 |
| Potenza | 1.8kw |
| Tensione | 220V |
| Macinazione criogenica Finezza della macchina | 40-300 mesh |
| Capacità | 1-3kg/h |
| Piccola capacità | 10g |
| Modalità di scarico | Continuo |
| Velocità | 25000r/min |
| Peso | 12 kg |
| Dimensioni | 290x280x480 mm |
| Mezzo di raffreddamento | Azoto liquido |
| Tipo di coltello | Coltello a testa poligonale |
| Principio di frantumazione | Collisione ad alta velocità |
| Scarico | Selezione del vento senza setaccio |
| Sistema ad azoto liquido | A pedale / Autocompresso (sceglierne uno) |