

Stampo A Infrarossi Da Laboratorio

Numero articolo: PMID



introduzione

Rilasciate facilmente i campioni dal nostro stampo a infrarossi da laboratorio per eseguire test accurati. Ideale per le batterie, il cemento, la ceramica e altre ricerche sulla preparazione dei campioni. Sono disponibili misure personalizzabili.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di strumento	PMID
Forma del campione	
Materiale dello stampo	Carburo di tungsteno
Durezza del penetratore	HRC68-HRC85
Dimensione del campione	Φ13 mm (M)
Profondità della cavità	20 mm (N)
Dimensioni	Φ43*78mm (L*H)
Peso	0,76Kg
Diagramma della dimensione della pressa idraulica per polveri	