

Frantoio A Mascelle Da Laboratorio

Numero articolo: KT-PE



Introduction

Frantumate efficacemente campioni duri con il frantoio a mascelle da laboratorio KT-PE 90x150. Perfetto per leghe, minerali, materiali da costruzione e altro ancora.

[Ulteriori informazioni](#)

Materiali adatti	mediamente duri, duri, fragili, duri e tenaci
Tipo di trattamento	frantumato
Dimensione dei materiali in ingresso	< 90 mm
Dimensione del materiale in uscita	< 2 mm
Dimensione della piastra delle ganasce	90 X 150 mm
Distanza tra le piastre delle ganasce	0-30 mm
Volume del collettore	20 L
Materiale della piastra delle ganasce	Acciaio legato; acciaio inox; carburo di tungsteno
Potenza del motore	1500W
Peso netto	226 kg
Dimensione complessiva	L450xL850xH980 mm
Descrizione del rumore	< 60dB (entro 3 metri)
Livello di protezione	IP65
Standard di qualità	CE
Funzione opzionale	Imbutto girevole / Coperchio di protezione del volano osservabile / Imbutto antipolvere / Porta dell'aspirapolvere