

# Centrifuga Da Banco Ad Alta Velocità Kintek Per Ricerca Sulla Disidratazione E Separazione Del Siero A Bassa Temperatura

Numero articolo: KT-HSS



## introduzione

Centrifuga da banco ad alta velocità Kintek: potente 21.000 giri/min, controllo preciso della temperatura. Ideale per laboratori clinici e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Modalità di visualizzazione	Display LCD
Velocità massima	21000 giri/min
Precisione del controllo della velocità	±20 giri/min
RCF massimo	30642 x g
Capacità massima	4 x 750 ml
Specifiche camera centrifuga	Φ420 mm
Intervallo timer	1-99 min
Rumore di lavoro	≤65 dB
Alimentazione	CA 220±22 V 50 Hz
Potenza	750 W
Peso netto	62 kg
Dimensioni del prodotto (L×P×A)	565×465×395 mm