

## Miscelatore Rotante A Disco Da Laboratorio

Numero articolo: KTL-7



### introduzione

Il miscelatore rotante a disco da laboratorio può far ruotare i campioni in modo fluido ed efficace per la miscelazione, l'omogeneizzazione e l'estrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	LC-TD
Modalità di movimento	Rotazione
Tensione	100-240VAC
Frequenza	50/60Hz
Potenza	40W
Angolo	0-90°
Tipo di motore	Motore DC
Gamma di velocità	10-70RPM
Gamma di impostazione del tempo	1-1199min
Modalità di funzionamento	Funzionamento temporizzato/continuo
Dimensioni del prodotto	D280×W210×H300mm
Peso netto del prodotto	8 kg
Temperatura ambiente consentita	5-40°C
Umidità relativa ammissibile	80%RH
Livello di protezione dell'involucro	IP21