

## Vaso Per Campioni Di Laboratorio In Formalina, Bottiglia Per Campioni Sigillata

Numero articolo: KTG-3



### introduzione

Le bottiglie per campioni sono utilizzate per raccogliere e conservare i campioni animali e vegetali.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche tecniche	Altezza complessiva	Altezza della bottiglia	Diametro della bottiglia	Diametro del fondo	Diametro esterno bocca bottiglia
45*65mm	105 mm	78 mm	45	59 mm	44
45*90 mm	132 mm	106 mm	45	59 mm	54
45*120 mm	168 mm	136 mm	45	58 mm	54
45*150 mm	189 mm	165 mm	45	60 mm	56
60*90 mm	135 mm	105 mm	60	76 mm	68
60*120mm	170 mm	135 mm	60	75 mm	68
60*150mm	200 mm	166 mm	60	75 mm	69
60*180mm	228 mm	196 mm	60	74 mm	69
75*90 mm	140 mm	104 mm	75	95 mm	85
75*120 mm	172 mm	135 mm	75	92 mm	87
75*150mm	200 mm	166 mm	75	93 mm	87
75*180mm	230 mm	198 mm	75	94 mm	84
90*90mm	146 mm	105 mm	90	109 mm	98
90*120mm	183 mm	136 mm	90	109 mm	98
90*150mm	205 mm	165 mm	90	111 mm	101
90*180mm	233 mm	198 mm	90	109 mm	98