

Tubo Di Essiccamento In Vetro Da Laboratorio Per Essicante E Purificazione Gas

Numero articolo: KT-GZG



introduzione

Realizzato in vetro borosilicato di alta qualità, questo tubo di essiccamento da laboratorio offre un'eccezionale stabilità termica, una superiore inerzia chimica e un affidabile assorbimento dell'umidità. Proteggete le reazioni chimiche sensibili, i processi di purificazione dei gas e le procedure analitiche con vetreria affidabile, progettata per rigorose applicazioni di ricerca di laboratorio.

[Ulteriori informazioni](#)