

Frantoio A Martelli Sigillato Da Laboratorio Per Una Preparazione Efficiente Dei Campioni

Numero articolo: KT-PCZ



introduzione

Scoprite il frantoio a martelli sigillato da laboratorio per una preparazione efficiente dei campioni. Ideale per il carbone, la metallurgia e la ricerca, questo frantoio garantisce un'elevata efficienza produttiva e il rispetto dell'ambiente.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Dimensione di alimentazione (mm)	Dimensioni di scarico (mm)	Produttività (kg/h)	Potenza del motore (kw)
PCZ-180x150	≤50	<6, <3, <1 (regolabile)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13, <6, <3 (regolabile)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (regolabile)	<120	1.5