

Agitatore Magnetico Per Il Riscaldamento A Temperatura Costante

Numero articolo: KTL-2



introduzione

L'agitatore magnetico da laboratorio a temperatura costante è uno strumento versatile progettato per un controllo preciso della temperatura e una miscelazione efficiente in varie applicazioni di laboratorio.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KTL-HA	KTL-HB
Modalità di visualizzazione	LCD	LCD
Gamma di velocità	100~1600 giri/min	100~2000 giri/min
Precisione del controllo della velocità	±10rpm	±10rpm
Gamma di temporizzazione	1~99h59min	1~99h59min
Gamma di controllo della temperatura	RT~300°C	Vassoio RT~350°C Campione RT~250°C
Precisione del controllo della temperatura	Vassoio ±3°C Soluzione ±0,5°C	□100°C±0.5°C/ □100°C±1°C (soluzione)
Volume massimo di agitazione (H2O)	5L	20L