

Setacci Da Laboratorio E Macchine Di Setacciatura

Numero articolo: KT-RCZ



introduzione

Setacci di precisione per test di laboratorio e macchine di setacciatura per un'analisi accurata delle particelle. Acciaio inossidabile, conforme alle norme ISO, gamma 20µm-125mm. Richiedete subito le specifiche!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Diametro del setaccio	Φ400, Φ300, Φ200 (mm)
Strati del setaccio	1-5 (compreso il coperchio inferiore)
Quantità di alimentazione (una tantum)	≤300g
Ampiezza di vibrazione	1-5 mm
Forza di eccitazione	5KN
Potenza	0.25KW 220V 50HZ
Velocità	1440R/min
Dimensioni	600×490×370mm
Peso del setaccio	60 kg
Traiettoria di movimento	movimento circolare
Tempo di temporizzazione	0,01-99,59min
Rumore	≤50dB
Materiale	304 acciaio inossidabile
Metodo di imballaggio	imballaggio della scatola di legno