

# Macchina Per Il Montaggio Di Campioni Metallografici Per Materiali E Analisi Di Laboratorio

Numero articolo: KT-XQ



## introduzione

Macchine per il montaggio metallografico di precisione per i laboratori: automatizzate, versatili ed efficienti. Ideali per la preparazione dei campioni nella ricerca e nel controllo qualità. Contattate KINTEK oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Applicazione	Montaggio di campioni metallografici e petrografici piccoli, difficili da tenere in mano o irregolari
Scopo	Facilitare il taglio, la molatura e la lucidatura per prove metallografiche, di rilevamento spettrale o di durezza.
Sistema di controllo	Funzionamento controllato da programma
Modalità disponibili	1. Polvere di bachelite 2. Polvere di giada elettrica 3. Opzioni definite dall'utente
Automazione	Il tempo di preparazione controllato dal programma consente di operare senza sorveglianza
Ideale per	Laboratori di scuole, università e imprese industriali/estrattive