

## Microiniettore/Gascromatografia In Fase Liquida Ago Per Iniezione Stantuffo Per Iniezione

Numero articolo: KTG-5



### introduzione

Progettato con precisione per l'introduzione accurata del campione in gascromatografia, garantisce risultati affidabili e riproducibili.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche tecniche	Diametro esterno dell'ago	Lunghezza dell'ago	Asta di spinta
0,5ul	0.5	78	Doppio strato cavo
1ul	0.5	73	Doppio strato cavo
2ul	0.5	75	Doppio strato cavo
5ul	0.6	75	Doppio strato cavo
10ul	0.5	55	PTFE solido
25ul	0.5	55	PTFE solido
50ul	0.5	55	PTFE solido
100ul	0.5	55	PTFE solido
250ul	0.5	55	PTFE solido
500ul	0.5	55	PTFE solido

Specifiche tecniche	Diametro esterno dell'ago	Lunghezza dell'ago	Asta di spinta
0,5ul	0.5	78	Doppio strato cavo
1ul	0.7	73	Doppio strato cavo
2ul	0.7	75	Doppio strato cavo
5ul	0.7	75	Doppio strato cavo
10ul	0.7	51	PTFE solido
25ul	0.7	51	PTFE solido
50ul	0.7	51	PTFE solido
100ul	0.7	51	PTFE solido
250ul	0.7	55	PTFE solido
500ul	0.7	55	PTFE solido