

# 158L Congelatore Verticale Di Precisione A Bassissimo Consumo Per Applicazioni Di Laboratorio

Numero articolo: KTFDV-158



## introduzione

Affidabile congelatore ULT da 158L per laboratori, mantiene -86°C, efficiente dal punto di vista energetico, con funzioni di sicurezza avanzate. Ideale per la conservazione di campioni sensibili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Modello	KTFDV-158
Tipo	Verticale
Capacità	158L
Temperatura interna	Da -40°C a -86°C, regolabile
Allarme	Allarme acustico e visivo
Alimentazione	220V/50Hz
Potenza	500W
Consumo di energia	7,1 kW.h/24h
Classe di protezione	I/B
Tipo di clima	N
Refrigerante	Refrigerante ecologico senza fluoro
Compressore	Ad alta efficienza
Sistema di refrigerazione	Sistema di refrigerazione a compressione monostadio
Controllo della temperatura	Controllo elettronico della temperatura
Display della temperatura	Display digitale
Sonda	PTC
Ventola del condensatore	EBM
Involucro esterno	Lamiera d'acciaio laminata a freddo con rivestimento a polvere
Involucro interno	Acciaio inox 304
Ripiani/sportelli interni	2 ripiani / 3 porte interne, acciaio inox 304
Spessore dell'isolamento	120 mm
Porta di equalizzazione della pressione	1 (diametro 18 mm)
Rotelle	4
Peso netto / Peso lordo	123 / 150 kg

Parametro	Valore
Dimensioni esterne (L D H)	700 700 1580 mm
Dimensioni interne (L D H)	460 455 800 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L D H)	Scatola di compensato: 760 790 1720 mm / Scatola di cartone rigido: 790 820 1750 mm (circa)
Quantità di carico	21 pezzi/20'GP