

Contenitore In Ptfе

Numero articolo: PTFE-11



introduzione

Il contenitore in PTFE è un contenitore con un'eccellente resistenza alla corrosione e inerzia chimica.

[Ulteriori informazioni](#)

Diametro esterno del sangue tondo*diametro interno*profondità interna	Dimensione interna del piatto quadrato*profondità interna
70 mm*60 mm*15 mm	60*60mm*15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130 mm*120 mm*15 mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120MM circa 5L PTFE cilindro
92*83*19mm	Cilindro 10L PTFE
102*93*20mm	cilindro di 15L PTFE