

## Serbatoio Di Digestione In Ptfе/Serbatoio/Reattore Di Digestione A Microonde

Numero articolo: PTFE-37



### introduzione

I serbatoi di digestione in PTFE sono rinomati per la loro eccezionale resistenza chimica, la stabilità alle alte temperature e le proprietà antiaderenti. Il loro basso coefficiente di attrito e la loro natura inerte impediscono le interazioni chimiche, garantendo la purezza dei risultati sperimentali.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Diametro (mm)	Altezza (mm)
30ml	49.5	109
50ml	55	114
100ml	65	124
200ml	74.5	143