

## Pallone In Ptfе/ Pallone A Tre Colli In Ptfе/ Pallone A Fondo Tondo In Ptfе

Numero articolo: PTFE-36



### introduzione

Il matraccio in PTFE è un versatile contenitore da laboratorio realizzato in politetrafluoroetilene (PTFE), che offre un'eccezionale resistenza chimica, stabilità termica e proprietà antiaderenti. Ideali per la manipolazione di sostanze corrosive e per applicazioni ad alta temperatura, questi matracci sono essenziali in varie procedure di laboratorio, tra cui il riscaldamento, la miscelazione e lo stoccaggio di sostanze chimiche.

[Ulteriori informazioni](#)