

# Bottiglia Per Reagenti In Ptfе/Bottiglia A Bocca Larga/Bottiglia A Bocca Fine/Bottiglia Per Campioni/Bottiglia Per Alte Temperature In Ptfе

Numero articolo: PTFE-24



## introduzione

Il flacone per reagenti in PTFE, noto anche come flacone per sostanze chimiche in PTFE o flacone per reagenti in teflon, è una robusta alternativa ai tradizionali flaconi per reagenti in vetro. Questi flaconi sono altamente resistenti agli acidi e agli alcali e sono dotati di un tappo a vite a prova di perdite. Ideali per l'uso in laboratorio, offrono un'eccellente resistenza chimica, capacità di sopportare temperature elevate fino a 260°C e una durata superiore.

Ulteriori informazioni

Modello	Specifiche	Diametro esterno	Altezza	Diametro interno
Bottiglia a bocca piccola in PTFE	25ml	36 mm	81 mm	21mm
	50ml	49 mm	95 mm	20 mm
	100ml	51 mm	98 mm	20mm
	150ml	54 mm	108 mm	20mm
	250ml	70 mm	117 mm	35 mm
	500ml	81 mm	147 mm	35 mm
	1000ml	100 mm	188 mm	40 mm
	2000ml	145 mm	217 mm	48 mm
Bottiglia a bocca larga in PTFE	50ml	50mm	92 mm	35mm
	100ml	52 mm	103 mm	35 mm
	150ml	54 mm	106 mm	35 mm
	250ml	68 mm	114 mm	40 mm
	500ml	81 mm	149 mm	40 mm
	1000ml	100 mm	192 mm	48 mm
Bottiglia per reagenti a fondo piatto con bocca a vite in PTFE	2000ml	144 mm	220 mm	63 mm
	5ml	16mm	55 mm	*
	10ml	16 mm	108mm	*
	20ml	22 mm	106 mm	*
	30ml	25 mm	124 mm	*
	50ml	30 mm	125 mm	*

100ml

39 mm

139 mm

\*